

WATER TUBE Coude mural pour tube Kneipp avec support de flexible et rosace individuelle - Champagne brossé (Or 22cts)

IMO

27 821 979



S'adapte aux gammes suivantes : IMO, MEM, CL.1, CYO

- LAMINAR FLOW, débit max. 15 l/min (à 3 bar)
- avec réglage du débit
- rosace 60 x 60 mm
- support de flexible pour hydrothérapie
- coude mural 1/2"
- sans flexible

Avec sécurité anti-retour.

Changement de produit au 1.4.2023: débit maxi. 15 l/min

	Champagne brossé (Or 22cts)	27 821 979-46
	Chrome	27 821 979-00
	Platine brossé	27 821 979-06
	Platine	27 821 979-08
	Dark Chrome	27 821 979-19
	Or clair brossé	27 821 979-27
	Laiton brossé (Or 23cts)	27 821 979-28
	Noir mat	27 821 979-33
	Champagne (Or 22cts)	27 821 979-47
	Chrome brossé	27 821 979-93
	Dark Platinum brossé	27 821 979-99

Accessoires recommandés



- Coude mural à encastrer -** 35 085 970 90
- profondeur de montage max. 163 mm
 - profondeur de montage mini. 90 mm

Accessoires requis



- WATER TUBE Tube Kneipp blanc 2000 mm - Champagne brossé (Or 22cts)** 28 285 979-46
- avec anneau de support
 - douille de flexible avec manchon M33

Accessoires requis



- WATER TUBE Tube Kneipp noir 2000 mm - Champagne brossé (Or 22cts)** 28 286 979-46
- avec anneau de support
 - douille de flexible avec manchon M33

WATER TUBE Coude mural pour tube Kneipp avec support de flexible et rosace individuelle - Champagne brossé (Or 22cts)

IMO

27 821 979
mm [inches]





Diagramme de débit



Codes & Standards

EN 1717



**WATER TUBE Coude mural pour tube Kneipp avec support de flexible et
rosace individuelle - Champagne brossé (Or 22cts)**

IMO

27 821 979

Certificats

Belgaqua_22_280_2

WATER TUBE Coude mural pour tube Kneipp avec support de flexible et rosace individuelle - Champagne brossé (Or 22cts)


IMO

27 821 979

Version du produit jusqu'à 3/12/2018

Version du produit de 3/12/2018 à 3/6/2023

Version du produit de 3/6/2023





WATER TUBE Coude mural pour tube Kneipp avec support de flexible et rosace individuelle - Champagne brossé (Or 22cts)

IMO

27 821 979

Liste des pièces de rechange

Version du produit jusqu'à 3/12/2018

Version du produit de 3/12/2018 à 3/6/2023

Version du produit de 3/6/2023

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	28 486 979-46	raccord	8	-

La pièce de rechange ne peut plus être commandée, veuillez commander l'article de remplacement